

IKA HB Digital

Baño calefactor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de calefacción	1400 W
Rango de temperatura de calefacción	temp. ambiental - 180 °C
Control de calentamiento	Botón giratorio
Control de calentamiento preciso	±1 K
Oscilación del regulador (3 l agua / 90 °C)	±1 K
Desviación absoluta/media (3 l agua / 90 °C)	±2 K
Oscilación del regulador (3l aceite de Silicone / 50mPas / 150°C)	±2 K
Desviación absoluta/media (3 l aceite de Silicone / 50mPas / 150°C)	±4 K
Indicador de velocidad	LCD
Volumen max. de Baño	4 l
Punto de relleno min.	60 mm
Material en contacto con producto	Acero inoxidable 1.4404
Circuito fijo de seguridad	190 °C
Circuito de seguridad regulable	50 - 190 °C
Clasificación de acuerdo al DIN 12876	II
Diámetro externo	257 mm
Diámetro interno	225 mm
Altura externa	190 mm
Altura interna	130 mm
Dimensiones (An x Al x Pr)	330 x 190 x 325 mm
Peso	3.9 kg
Temperatura ambiental permitida	5 - 40 °C
Humedad relativa permitida	80%
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Interfaz de USB	sí
Voltaje	200 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de energía	1450 W
Consumo de energía Standby	3 W