

DURÓMETRO MT50

Para comprimidos farmacéuticos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (Masa)	Módulo de peso integrado	Mettler Toledo® / Sartorius®
	Unidades de medición	mg / g
	Resolución	1.0 mg / 0.1 mg / 0.01 mg
Espesor	Unidades de medición	mm / pulg
	Resolución	0.01 mm
	Rango de medición	2 - 25 mm
	Repetibilidad	± 0.03 mm
Ancho / Largo (Diámetro)	Unidades de medición	N / Kp / Sc / UDF
	Resolución	0.01 mm
	Rango de medición	2 - 35 mm / Opcional: Hasta 65 mm
	Repetibilidad	± 0.03 mm
Dureza	Unidades de medición	N / Kp / Sc / UDF
	Rango de medición	2 - 800 N
	Repetibilidad	± 1 N
	Celda de carga Dr. Schleuniger®	99.98% linealidad, sobre el rango de medida comple
	Calibración (Ajustes / Verificació	Estático; Con pesas SmartCal®; Dinámico: con DQE
Principio de medición	Velocidad constante	0.05 - 5 mm/s, programable
	Incremento lineal de fuerza	10 - 200 N/s, programable
Impresora	PostScript® 3 (PS3)	Ethernet, USB
	Epson® 40col	Serie RS-232
Interface	Ethernet, 2 x USB, 3 x Serie RS-232	
Fuente de poder	100 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Conformidad CE	El MT50 cumple totalmente con todas las directrices de equipos CE y EMC relativas a la mecánica y seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.	

DURÓMETRO MT50

Para comprimidos farmacéuticos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		Standard	Easy
Configuración	Peso (Masa), con balance externo	◦	-
	Espesor, con FastTest® integrado	◦	◦
	Ancho	◦	-
	Largo (diámetro)	◦	◦
	Dureza	●	●
Cubierta de seguridad	(Antiestática)	●	◦
EasyTouch®	Capacidad del programa	100 productos	-
	Administración de usuarios	●	●
	Opción Xport® (Para exportar data a un USB)	◦	-
Administración de la información	Software q-doc®, con red SmartWay®	◦	◦
Peso	(Sin empaque)	10 kg (22 lbs)	
Dimensiones	Ancho	404 mm (15.9 pulg); Opción con 65 mm:	
	Profundidad	434 mm (17.1 pulg)	
	Altura	288 mm (11.4 pulg); 177 mm (7.0 pulg); con FastTest® : 207 mm (8.2 pulg)	
●	Incluido / Requerido		
◦	Opcional		

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Productos ilustrados en este folleto puede incluir opciones o modificaciones no instaladas de serie. Sin responsabilidad por errores y omisiones.