

# IKA MultriDrive Basic

## Molino

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de proceso	lote
Principio de funcionamiento	corte/impacto/mezclado/dispersión
Potencia del consumo del motor	1000 W
Potencia del suministro del motor	800 W
Rango de velocidad	3000 - 20000 rpm
Desviación de la velocidad	±5 %
Tiempo de conexión	5 min
Tiempo de desconexión	10 min
Principio del motor	Motor de corriente continua sin escobillas
Visualización	7 segmento LED
Detección de recipientes	sí
Dimensiones (An x Al x Pr)	300 x 350 x 250 mm
Peso	8.5 kg
Temperatura ambiental permitida	5 - 40 °C
Humedad relativa permitida	80%
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 31
Interfaz de USB	sí
Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
<b>Consumo de energía</b>	<b>1000 W</b>